




Заказать данный товар можно на сайте
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ПРОБИРОК ШЛПП



Этикетка 3872 .6.156.002. ЭТ Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП (в дальнейшем - штатив) предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами бактерий и реактивами.

Штатив предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус, основание штатива изготовлены из полиэтилена низкого давления марки 277-73 ГОСТ 16338-85, стойки - из каплена марки 01030 ТУ 2211- 015-00203521-95.

Штативы изготавливают в трех исполнениях:

- ШЛПП-10 - 10 гнездный;
- ШЛПП-20 - 20-гнездный;
- ШЛПП-40 - 40-гнездный.

Комплект поставки штативов в зависимости от исполнения:

Наименование исполнения: Кол-во, шт.

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Штатив ШЛПП-10: корпус | 1 |
| основание | 1 |
| стойка | 4 |
| 2. Штатив ШЛПП-20: корпус | 1 |
| основание | 1 |
| стойка | 6 |
| 3. Штатив ШЛПП-40: корпус | 1 |
| основание | 1 |
| стойка | 6 |
| Эксплуатационная документация | |
| 2. Этикетка | 3872.6.156.002. ЭТ |

**Заказать данный товар можно на сайте
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru**

Габаритные размеры штатива: 10-гнездного- 130-4x68-1,9x80-1,9 мм; 20-гнездного - 247-4,6x68-1,9x80-1,9 мм; 40-гнездного 247-4,6x219-2,2x80- 1,9 мм.

Масса одного штатива - не более 0,2 кг. Средний срок службы штативов - не менее двух лет.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Штативы подвергаются дезинфекции 6% раствором перекиси водорода по ГОСТ или ОСТ 301-02-205-99 или 3% раствором хлорамина по ТУ 9392-032-03203306-97 двукратным протиранием салфеткой из бязи или марли с интервалом между протираниями 15 минут . ХРАНЕНИЕ

Штативы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от -5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25° С.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ .

Штативы соответствуют техническим условиям ТУ 9452-156-05519988-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ОТК _

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации штативов - 1 год со дня продажи. Гарантийный срок хранения штативов - 3 года со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Штативы не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.