

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям ГОСТ Р 53228-2008 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи потребителям, но не более 18 месяцев со дня производства.

Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать весы, если потребителем будет обнаружено несоответствие их технических характеристик требованиям ТУ, изложенным в руководстве по эксплуатации. Потребитель может обратиться в ближайшее специализированное предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание (см. "Центры технического обслуживания") для отметки в корешке гарантийного талона.

Термоголовка принтера весов является расходным материалом и подлежит замене по мере износа.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

- отсутствии или нарушении пломбы поверителя;
- отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя;
- нарушении правил хранения и эксплуатации весов;
- нарушении правил ухода за весами;
- выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.



ЗАО «МАССА-К»

ПАСПОРТ

(Тв2.790.062 ПС)

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А

Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04)

Отдел гарантийного ремонта: тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98, тел. (812) 346-57-02

E-mail: info@massa.ru, <http://www.massa.ru>

Свидетельство о приемке

Весы электронные медицинские **ВЭМ-150-"Масса-К" (А3)**

Заводской номер: **99107** Дата выпуска: **22.09.2014**

Соответствуют ГОСТ 29329-92 и признаны годными для эксплуатации.

Представитель ОТК


МАССА-К ЛК-8

Заключение о поверке

Весы электронные медицинские **ВЭМ-150-"Масса-К" (А3)**

Заводской номер: **99107** , отъюстированы по широте: **54°**

На основании первичной поверки признаны годными и допущены к применению

N	Код юстировки	Дата поверки	Подпись и клеймо поверителя
1	605403	22.09.2014	<i>Соловьева Т.Е.</i>  Соловьева Т.Е.

Внимание!

Периодическую поверку весов проводить в соответствии с ГОСТ 8.453. Межповерочный интервал - не более 1 года. Средства поверки – гири класса точности М₁ по ГОСТ 7328-2001.



Корешок гарантийного талона

Весы электронные медицинские **ВЭМ-150-"Масса-К" (А3)**

Заводской номер: **99107** Дата выпуска: **22.09.2014**

Представитель ОТК предприятия-изготовителя **МАССА-К ЛК-8**
 Адрес предприятия-изготовителя:
 Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А.
 Тел/ факс: (812) 319-70-87, 319-70-88

Продавец _____ Дата продажи _____

М.П.

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт

Фамилия _____ подпись _____ М.П.

Остается у потребителя



Гарантийный талон

Форма А

Весы электронные медицинские **ВЭМ-150-"Масса-К" (А3)**

Заводской номер: **99107** Дата выпуска: **22.09.2014**

Представитель ОТК предприятия-изготовителя **МАССА-К ЛК-8**
 Адрес предприятия-изготовителя:
 Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А.
 Тел/ факс: (812) 319-70-87, 319-70-88

Продавец _____ Дата продажи _____

М.П.

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт

Фамилия _____ подпись _____ М.П.

ЗАО "МАССА-К"
 194044, Санкт-Петербург,
 Пироговская наб. 15а

Отправитель в ЗАО «МАССА-К»